






□ 자동심장충격기 사용법

| 자동심장충격기 사용 절차 | | 실습 훈련 내용 |
|--|--|--|
|  <p>① 전원 켜기</p> | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 심폐소생술 훈련 중 자동심장충격기 도착 시 사용 |
|  <p>② 패드 부착</p> | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 패드와 심장충격기 본체가 분리되었으면 연결 ○ 정확한 위치에 패드 부착 <ul style="list-style-type: none"> * 패드 1 : 오른쪽 빗장뼈 바로 아래 * 패드 2 : 왼쪽 젖꼭지 앞 겨드랑이 |
|  <p>③ 심장 리듬 분석</p> | | <ul style="list-style-type: none"> ○ “분석 중...”이라는 음성지시가 나오면, 심폐소생술을 멈추고 모형에게 손을 땀 ○ 심장 충격이 필요한 경우 “심장 충격이 필요합니다”라는 음성지시와 함께 자동 심장충격기 스스로 설정된 에너지로 충전 시작 ○ 심장 충격이 필요 없는 경우 “심장 충격이 필요하지 않습니다.”라는 음성지시가 나오며 즉시 심폐소생술을 다시 시작 |
|  <p>④ 심장 충격 시행</p> | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 심장 충격이 필요한 경우에만 심장 충격 버튼이 깜박이기 시작, 심장 충격 버튼을 눌러 심장 충격을 시행 ※ 안전 주의 사항 심장 충격 버튼을 누르기 전에는 반드시 다른 사람이 모형에게서 떨어져 있는지 확인(감전 사고 예방) |
|  <p>⑤ 심폐소생술 다시 시행</p> | | <ul style="list-style-type: none"> ○ 심장 충격을 시행한 뒤 즉시 가슴압박과 인공호흡 비율을 30:2로 심폐소생술 다시 시작 |