

자가진단키트 사용방법

(★비강용이므로 반드시 멸균면봉을 양쪽 콧구멍의 약 1.5cm까지만 삽입해야 함)

- ① 검사 전 손을 깨끗이 씻고 완전히 말립니다.
- ② 구성품(검사용 디바이스, 멸균 면봉, 용액통 (튜브), 노즐캡(필터캡), 사용설명서)을 확인합니다. (출처-SD바이오센서)

구성품



사용방법 동영상



사용 방법

* 검사 시 장갑을 착용하십시오.

1 용액 뚜껑 벗기기



2 멸균 면봉 개봉



3 검체 채취



4 검체 버퍼 혼합




5 노즐캡 눌러닫기




6 검사용 디바이스에 4방울 떨어뜨리기




[음성]



[양성]



[무효]



※ 코로나19 자가검사키트 사용법 안내 영상(식품의약품안전처) ⇒ <https://youtu.be/cnUEp1BWelA>

2022. 3. 4.

월 촌 초 등 학 교 장